

検査部からのお知らせ

第4号

(平成 26 年 3 月 26 日発行)

外注検査について

- 平成 26 年 3 月 7 日 (金) より、**抗アクアポリン4抗体**、および**抗MuSK抗体** (抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体)の検査を開始致しました。

外部委託開始項目			
検査項目名	抗アクアポリン4抗体		抗MuSK抗体
	(判定)	(濃度)	
測定原理	ELISA 法	ELISA 法	RIA 法
基準値	(-)	5.0 U/mL 未満	0.02 nmol/L
検査材料	血清		血清
保存方法	凍結		冷蔵
報告所要日数	2~8日		3~9日
委託検査先	SRL		SRL

検査オーダー画面位置

- ・抗アクアポリン4抗体
- ・抗MuSK抗体

血液検査	尿検査	髄液検査	胸水検査	腹水検査	便、その他の材料	負荷検査	骨髄検査
【免疫検査(外注)】							
B:FTA-ABS定量	B:ツツガムシ科-M	B:抗DNA抗体(RIA)	B:抗ヒトロシア抗体	(M:免疫電気泳動)			
B:IgM FTA試験	B:ツツガムシ科-740	B:ssDNA抗体	B:抗永球体基底膜	B:免疫グロブリンD			
B:RPR法定性	B:ツツガムシ科-G	B:抗dsDNA抗体IgG	B:免疫複合C1q	B:結核菌インテグラーゼ			
B:RPR法定量	B:ツツガムシ科-70	S:dsDNA抗体	S:C1インヒビター活性	M:I-SPOT TB			
F:アミロイドA	M:肺炎球菌CF	M:抗CL-β2GP1	M:抗ミトコンドリア抗体	S:IgG4			
M:ASK	M:肺炎球菌PHA	B:抗抗リン抗体	B:ミトコンドリア	S:IgG4			
B:抗ヒトロシア抗体	M:抗トリプトファン抗体	B:抗RNP-Sm抗体	M:抗LKM1抗体	M:抗コラーゲン抗体			
B:抗ヒトロシア抗体	M:抗ヒト胎盤反応	B:抗RNP抗体(FEIA)	B:抗PR3-ANCA	B:抗糖質再構成			
S:β-DGアザン	B:抗シニアトリグA	B:抗Sm抗体(FEIA)	B:抗MPO-ANCA	B:抗糖質再構成			
B:アミロイドン	B:抗C-ELISA	B:抗SS-A/Ro抗体	S:MPO-ANCA (CLEIA)	B:抗糖質再構成			
B:抗糖質再構成	B:抗C-ELISA	S:抗SS-A/Ro抗体EL	S:抗好中球細胞質抗体	B:抗糖質再構成			
B:抗糖質再構成	B:抗C-ELISA	B:抗SS-B/La抗体	S:抗アミグリン抗体	B:抗糖質再構成			
M:トコ(PHA)	B:抗リン抗体	S:抗SS-B/La抗体EL	B:抗アミグリン抗体	M:先天性アミロイドン			
B:トコ IgM	M:RAPA	B:抗Scl-70抗体	(B:抗アミグリン3抗体)	M:抗糖質再構成			
B:トコ IgG	B:抗糖質因子IgG	S:抗Scl-70抗体EL	S:抗P100NC10a抗体	M:抗糖質再構成			
B:抗糖質再構成抗体値	S:モノクローナル	S:抗Scl-70抗体	B:抗P100NC10a抗体	M:抗糖質再構成			
M:抗糖質再構成	S:抗COP抗体	M:抗RNAse抗体	S:抗アミグリン4抗体	M:抗糖質再構成			
B:抗糖質再構成	B:抗COP抗体	B:抗Jo-1抗体	S:抗MuSK抗体	M:抗糖質再構成			
B:ツツガムシ科-740	B:抗糖質再構成	B:抗Jo-1抗体(FEIA)	M:抗糖質再構成	M:抗糖質再構成			

- 平成 26 年 3 月 31 日 (月) を最終受付日として、**トキソプラズマ抗体《PHA》**の検査受託 (MBC社) が中止になります。これは、測定試薬の販売中止に伴うものです。

ご不明な点は、検査部外注受付 (内線 7740) までお問い合わせ下さい。

生理機能検査について

1. 呼吸機能検査のDLCO（ディーエルシーオー）検査について

DLCOは予約検査で、1時間かかる検査です。他の患者様にご迷惑がかかりますので予約時間を守って下さい。

2. 心エコーの画像取り出しについて

動画はDVDにおとします。DVD-Rを持って検査部26番にお越し下さい。また、静止画は電子カルテでおとせます。検査部では行いませんので、各自で実施して下さい。

ご不明な点は、検査部心電図室（内線 7748）までお問い合わせ下さい。

採血室より

1. 検査部採血室では、来室された順に採血番号を発行してその順に採血しています。優先採血はしていません。お急ぎの方、具合の悪い方は外来での対応をお願いします。

2. 採血管準備システムでオーダーはあるのに、採血管が作られない検体がありました。

調べてみると患者オーダーが『退院入力』で行われていることが原因でした。

臨床の先生方をお願いします。退院入力の状態での採血オーダーは採血管の準備が出来ませんので、オーダーは外来入力か入院入力をお願い致します。

また、病棟で出力済の採血オーダーは出力の数に関係なく採血室での再出力は致しません。

ご了承下さい。

ご不明な点は検査部心電図室（内線 7748）までお問い合わせ下さい。

遺伝子検査室より

敗血症起炎菌迅速同定検査（Tm mapping 法）の学内試験運用は**3月28日（金）で終了**とさせていただきます。お陰様で、試験運用期間内に100件超の検体を検査させていただきました。御協力ありがとうございました。尚、起炎菌迅速同定検査は一旦終了とさせていただきますが、特に患者様が重篤で迅速検査を必要とする場合におきましては、遺伝子検査室に随時ご相談ください。

ご不明な点は検査部遺伝子検査室（内線 7759）までお問い合わせ下さい。

発行人 北島 勲
部 署 富山大学附属病院検査部